

QYC-B 迁移测试池适用于食品接触材料及制品的迁移试验预处理。
符合国家最新标准 GB 5009.156-2016 要求，适用于 GB 31604.1-2015
《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有不挥发性食品模拟物。



产品特点^{注2}

- 产品符合相关标准，完全按照 GB 5009.156-2016 附录 B 中的图 B.4 迁移测试池 B 设计制造，确保迁移试验的一致性
- 采用符合美国牌号要求的高品质不锈钢，材料本身无微量物质析出
- 采用加粗丝杆中心压紧式密封结构，保证单面密封无渗透
- 超大的单面接触面积和容积，提高了预处理效率
- 迁移测试池的密封结构，确保了试样测试面积之外的部分不与食品模拟物接触，保证了测试面积的有效性
- 适用于有弹性的食品接触材料及制品

参照标准^{注2}

GB 5009.156-2016、GB 31604.1-2015

测试应用^{注2}

基础应用 适用于食品接触材料及制品接触水、植物油等不挥发性食品模拟物的迁移试验预处理

技术参数^{注1}

项目	参数
接触形式	单面接触
单面接触面积(直径)	196cm ² (φ 158mm)
容积	390mL
使用温度	5°C~180°C
外形尺寸	235mm(L) × 225mm(W) × 135mm(H)
净重	8.2 kg

注 1：表中各项参数是在 Labthink 实验室、由专业操作人员，依据相关实验室环境标准的要求和条件测量得出。

注 2：所述参照标准、测试应用、产品特点，均以“技术参数”中的具体标注为准。

◇ 对于用户有特殊需求的，我司在能力范围内可为用户进行定制化生产，以满足用户需求。

◇ Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。